



Termometro Professionale Ad Infrarossi

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25575

EAN / GTIN 8023279255751

Confezione 1

TERMOMETRO AURICOLARE PROFESSIONALE A INFRAROSSI - uso ospedaliero professionale - sonda a lunga durata, fino a 100.000 sostituzioni di coprisonda - tasto per rilevazione ed espulsione del coprisonda - risposta in un secondo: facile e veloce - cordino e 1 coprisonda inclusi Caratteristiche tecniche Intervallo di misurazione 34~42,2 °C (93,2-108 °F) Accuratezza ±0,2 °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F), ±0,3 °C (0,5 °F) per altri valori Memoria 25 misurazioni Segnale acustico Sì Batteria 1 CR2032 (codice 32212) Dimensioni - peso 144,82x39,84x48,50 mm - 68,8 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di misurazione: 34~42,2 °C (93,2-108 °F)
- Accuratezza: ±0,2 °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F), ±0,3 °C (0,5 °F) per altri valori
- Memoria: 25 misurazioni
- Segnale acustico: Sì
- Batteria: 1 CR2032 (codice 32212)
- Dimensioni - peso: 144,82x39,84x48,50 mm - 68,8 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010102

EAN / GTIN

8023279255751

CODICE GEF

25575



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697