



Coprisonda per 25575 - Monouso

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **25576**

EAN / GTIN **4710810451546**

Confezione **conf. 200 pz.**

Coprisonda monouso per termometro auricolare professionale ad infrarossi (cod. 25575). Confezione da 200 pezzi (5 tubi da 40 pezzi cad.)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V03010102

EAN / GTIN

4710810451546

CODICE GEF

25576



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697