



Caricatore Coprisonda + 40 Coprisonda per 25575

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 25577

EAN / GTIN 4710810451539

Confezione 1 pz.

Caricatore per coprisonde monouso per Termometro Auricolare Professionale ad Infrarossi (cod. 25575). Fornito con 40 coprisonde monouso.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

4710810451539

CODICE GEF

25577



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697