



Termometro Da Orecchio Pocket

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25579

EAN / GTIN 8023279255799

Confezione 1

TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE Termometro auricolare piccolo, facile da pulire, per uso domiciliare Ampio display LCD a 3 cifre, di facile lettura 27,9x13 mm Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Caratteristiche tecniche Intervallo di misurazione 34-44 °C (93,2-111,2 °F) - $\pm 0,2$ °C ($\pm 0,4$ °F) Tempo di risposta 1-2 secondi Batteria al litio (CR2032) 3 V - durata circa 4.000 misurazioni Dimensioni - peso 114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di misurazione: 34-44 °C (93,2-111,2 °F) - $\pm 0,2$ °C ($\pm 0,4$ °F)
- Tempo di risposta: 1-2 secondi
- Batteria: al litio (CR2032) 3 V - durata circa 4.000 misurazioni
- Dimensioni - peso: 114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010102

EAN / GTIN

8023279255799

CODICE GEF

25579



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697