



Termometro Da Orecchio

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25580

EAN / GTIN 8023279255805

Confezione 1

TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI - termometro conforme agli standard di precisione "ASTM" e CE EN 12470-5 (esclusiva di pochi brand) (35,5 °C - 42 °C ± 0,2 °C, altri ± 0,3 °C). - design particolare con presa ergonomica - misurazione in 1 secondo, facile e veloce - memorizzazione di 9 misurazioni per il confronto e la valutazione nel tempo, allarme "febbre", display LCD di facile lettura - autodiagnosi e misura a infrarossi Caratteristiche tecniche Intervallo di misurazione 34,0 °C~42,2 °C (93,2 °F~108,0 °F) Tempo di risposta 1 secondo Tempo tra due misurazioni > 5 sec Visualizzazione display °C/°F Batteria CR2032 (32212) Dimensioni - Peso 14x3,8x3 cm - 70 g Norme IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di misurazione: 34,0 °C~42,2 °C (93,2 °F~108,0 °F)
- Tempo di risposta: 1 secondo
- Tempo tra due misurazioni: > 5 sec
- Visualizzazione display: °C/°F
- Batteria: CR2032 (32212)
- Dimensioni - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g
- Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010102

EAN / GTIN

8023279255805

CODICE GEF

25580



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697