



# COPRISONDA MONOUSO per cod. 25580

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25581

EAN / GTIN 8023279255812

Confezione 1

Coprilente monouso per Termometro Auricolare ad Infrarossi (cod. 25580). Confezione da 40 pezzi.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T030199

EAN / GTIN

8023279255812

CODICE GEF

25581



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697