



# Termometro No Contact Aeon A200

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 25582

EAN / GTIN 8023279255829

Confezione 1

TERMOMETRO NO CONTACT AEON A200

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misurazione:
  - - Persone 32 - 42,9°C (89,6 - 109,3 °F) ±0,2 °C
  - - Oggetti 0-99°C (32,0-211,82 °F)
- Tempo di risposta: 1 secondo
- Memoria: 25 gruppi
- Modalità di visualizzazione: °C/°F
- Batterie: 2 AAA 1,5V
- Dimensioni (LxWxH) - Peso: 168x54x44 mm - 75 g

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	LINGUA	EAN	CONFEZIONE
25582	GB,FR,IT,ES	8023279255829	1
25590	IT,GR,RO,PL	8023279255904	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**V03010102**

EAN / GTIN

**8023279255829**

CODICE GEF

**25582**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697