



Termometro Veterinaria

Codice GEF (SKU) **25588**
EAN / GTIN **8023279255881**
Confezione **1**

Ergonomicamente corretto per gli animali. Regolazioni selezionabili per animali da compagnia, suini, bovini e altri animali. Indicatore acustico, display LCD. Spegnimento automatico dopo 15 secondi. Temperatura visualizzata in scala Fahrenheit o in scala Celsius. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR. Caratteristiche tecniche • Range di misurazione 32 ~ 44 °C • Precisione ± 0.1 °C (35 ~ 39 °C) • La batteria ha una durata di circa 5000 misurazioni • Dimensioni 190x110x35 mm • Alimentazione 2 batterie da 1.5V AAA • Tempo di misurazione 6 sec.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Range di misurazione: 32 ~ 44 °C
- Precisione: ± 0.1 °C (35 ~ 39 °C)
- La batteria ha una durata di circa 5000 misurazioni
- Dimensioni: 190x110x35 mm
- Alimentazione: 2 batterie da 1.5V AAA
- Tempo di misurazione: 6 sec.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279255881

CODICE GEF
25588



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697