



Espositore Termometro Ecologico Con Shaker

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 25589

EAN / GTIN 8023279255898

Confezione 1

TERMOMETRO ECOLOGICO con shaker per scarico colonna gallo - espositore da 24. Dotato di shaker per facilitare lo scarico del gallo dopo l'uso. Termometro ecologico con lega di gallo al posto del mercurio. Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, SE, HU, RO, SK, HR, SI, BG, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V03010199EAN / GTIN
8023279255898CODICE GEF
25589

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697