



FEVERTEST

confezione ospedaliera da 100 term.

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 25596

EAN / GTIN 8023279255966

Confezione 1

FEVERTEST BULK - conf. ospedaliera da 100 Termometri a cristalli liquidi riutilizzabili, atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, durevoli, facili da leggere. Indicano la temperatura in 15 sec, graduazione 0,5°C. Dispositivi medici. Made in Italy. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

V03010199

EAN / GTIN

8023279255966

CODICE GEF

25596

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697