



Termometro Frontale Fever Control Blister Fino A

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 25600

EAN / GTIN 8008687000223

Confezione 1

FEVERCONTROL - busta da 10 blister Termometri a cristalli liquidi riutilizzabili, atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, durevoli, facili da leggere. Indicano la temperatura in 15 sec, graduazione 0,5°C. Dispositivi medici. Made in Italy. Blister in GB, IT

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V03010199EAN / GTIN
8008687000223CODICE GEF
25600

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697