



Termometro Digitale Omron Eco Temp Basic - Mc 246-E

Codice GEF (SKU) 25603

EAN / GTIN 4015672113572

TERMOMETRO ECO TEMP BASIC - MC 246-E

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TERMOMETRO ECO TEMP BASIC - MC 246-E

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4015672113572

CODICE GEF

25603



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697