



Termometro Digitale Omron Flex Temp Smart Mc 343F E

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25604

EAN / GTIN 4015672113602

Confezione 1

TERMOMETRO FLEX TEMP SMART - MC 343F-E Caratteristiche tecniche Tipo di misurazione Orale, Ascella, Rettale Punta flessibile Segnalatore acustico (indica quando la misurazione è completata) Memoria ultima lettura Selezione °C/°F Display grande a 3 cifre Resistenza all'acqua Spegnimento automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di misurazione Orale, Ascella, Rettale
- Punta flessibile
- Segnalatore acustico (indica quando la misurazione è completata)
- Memoria ultima lettura
- Selezione °C/°F
- Display grande a 3 cifre
- Resistenza all'acqua
- Spegnimento automatico

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V0301010201EAN / GTIN
4015672113602CODICE GEF
25604

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697