



Termometro Auricolare Omron Gentle Temp 520 Mc 520 E

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25610

EAN / GTIN 4015672107793

Confezione 1

OMRON GENTLE TEMP® 520 TERMOMETRO AURICOLARE II termometro a infrarossi Gentle Temp® 520 offre misurazioni della temperatura pratiche, sicure, accurate e rapide dal padiglione auricolare. Offre funzioni avanzate: misurazione in un secondo e memoria fino a nove letture per registrare i cambiamenti di temperatura in un periodo di tempo e monitorare le tendenze. Inteso per uso domestico. Ampio display LCD. Scala di lettura commutabile °C/°F. Caratteristiche tecniche Intervallo di misurazione 34,0-42,2°C (93,2-108,0°F) Accuratezza ± 0,2°C (± 0,4°F) Tempo di misurazione 1 secondo Scala temperatura commutabile °C/°F Spegnimento automatico 1 min Memoria 9 letture Display LCD Alimentazione 1 batteria a bottone al litio CR 2032 3,0V CC (cod. 32212) Durata della batteria circa 2.500 misurazioni Dimensioni - peso 161x36x56 mm - 85g Classificazione - protezione Tipo BF - IP22

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di misurazione: 34,0-42,2°C (93,2-108,0°F)
- Accuratezza: ± 0,2°C (± 0,4°F)
- Tempo di misurazione: 1 secondo
- Scala temperatura: commutabile °C/°F
- Spegnimento automatico: 1 min
- Memoria: 9 letture
- Display: LCD
- Alimentazione: 1 batteria a bottone al litio CR 2032 3,0V CC (cod. 32212)
- Durata della batteria: circa 2.500 misurazioni
- Dimensioni - peso: 161x36x56 mm - 85g
- Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010102

EAN / GTIN

4015672107793

CODICE GEF

25610



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it