



Termometro A Distanza Omron Gentle Temp 720 Mc 720 E

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25611

EAN / GTIN 4015672108561

Confezione 1

TERMOMETRO A DISTANZA OMRON GENTLE TEMP® 720 Gentle Temp® 720 è un termometro a distanza a infrarossi rapidissimo e preciso. Misura la temperatura del corpo, delle superfici e dell'ambiente. Memorizza fino a 25 letture, registra le variazioni di temperatura in un periodo di tempo e ne monitora l'andamento. Passando dalla modalità di rilevazione frontale alla modalità di misurazione della temperatura superficiale, si ottiene la temperatura reale non rettificata degli oggetti, che consente di determinare per esempio se la temperatura di un oggetto (biberon o portavivande) è giusta per il paziente o per il bambino. La temperatura ambientale è sempre visualizzata. Caratteristiche tecniche Tipo di misurazione a distanza 3 in 1 (fronte, superfici, ambiente) Campo/precisione misurazione - fronte 34,0 - 42,2°C (93,2-108,0°F) / ± 0,2°C - superfici -22,0 - 80,0°C (-7,6° - 176,0°F) / ± 0,3°C - ambiente 10 - 40°C (50°-104°F) / ± 2°C Spegnimento automatico 1 min Tempo di misurazione 1 secondo Distanza di misurazione 1-3 cm (0,4-1,2 pollici) Modalità di visualizzazione °C/°F Memoria 25 letture Display retroilluminato Batteria 1 batteria a bottone al litio CR2032 (codice 32212) 3,0V CC Durata batteria circa 2.500 misurazioni Classificazione - protezione Tipo BF - IP22 Dimensioni - Peso 155x39x45 mm - 90g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di misurazione: a distanza 3 in 1 (fronte, superfici, ambiente)
- Campo/precisione misurazione:
 - fronte 34,0 - 42,2°C (93,2-108,0°F) / ± 0,2°C
 - superfici -22,0 - 80,0°C (-7,6° - 176,0°F) / ± 0,3°C
 - ambiente 10 - 40°C (50°-104°F) / ± 2°C
- Spegnimento automatico: 1 min
- Tempo di misurazione: 1 secondo
- Distanza di misurazione: 1-3 cm (0,4-1,2 pollici)
- Modalità di visualizzazione: °C/°F
- Memoria: 25 letture
- Display: retroilluminato
- Batteria: 1 batteria a bottone al litio CR2032 (codice 32212) 3,0V CC
- Durata batteria: circa 2.500 misurazioni
- Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22

● Dimensioni - Peso: 155x39x45 mm - 90g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010102

EAN / GTIN

4015672108561

CODICE GEF

25611



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it