



## Termometro Ad Infrarossi Bluetooth

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25615

EAN / GTIN 8023279256154

Confezione 1

TERMOMETRO A INFRAROSSI BLUETOOTH FRONTE E ORECCHIO

Termometro multifunzionale a infrarossi per leggere la temperatura del corpo (auricolare e frontale), dell'ambiente e degli oggetti. - clinicamente accurato, affidabile e rapido - uso professionale e domestico - tecnologia brevettata per misure separate per adulti e bambini - schermo LED retroilluminato a 4 colori

Caratteristiche tecniche

Tipo di misurazione 3 in 1 (fronte, orecchio, ambiente, oggetti/liquidi)

Intervallo/accuratezza misurazione - frontale & auricolare 32,0-42,9°C (89,6-109,2°F) / ± 0,2°C (± 0,4°F) - oggetti 0-100°C (32-199°F) / ± 1,0°C (2,0°F)

Spegnimento automatico 1 min

Tempo di misurazione 1 secondo

Scala temperatura commutabile °C/°F

Memoria 10 gruppi

Display LCD LED a 4 colori (bianco, verde, arancione, rosso)

Risoluzione 0,1 °C/°F

Alimentazione 2 batterie AAA 3V CC, utilizzabili più di 3000 volte

Dimensioni - peso 143x35x41 mm - 80g (con batterie)

Classificazione - protezione Tipo BF - IP22

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di misurazione: 3 in 1 (fronte, orecchio, ambiente, oggetti/liquidi)
- Intervallo/accuratezza misurazione:
- frontale & auricolare 32,0-42,9°C (89,6-109,2°F) / ± 0,2°C (± 0,4°F)
- oggetti 0-100°C (32-199°F) / ± 1,0°C (2,0°F)
- Spegnimento automatico: 1 min
- Tempo di misurazione: 1 secondo
- Scala temperatura: commutabile °C/°F
- Memoria: 10 gruppi
- Display: LCD LED a 4 colori (bianco, verde, arancione, rosso)
- Risoluzione: 0,1 °C/°F
- Alimentazione: 2 batterie AAA 3V CC, utilizzabili più di 3000 volte
- Dimensioni - peso: 143x35x41 mm - 80g (con batterie)
- Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**V0301010202**

EAN / GTIN

**8023279256154**

CODICE GEF

**25615**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. **0573 1944697** - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)