



Lucciola Heine Mini-c - D008.73.109

Codice GEF (SKU) **25630**

EAN / GTIN **4053755198535**

LUCCIOLA LEDHQ HEINE MINI-C D008.73.109 Lucciola diagnostica tascabile compatta e resistente. 20.000 accensioni garantite. Batterie AAA sostituibili (includere). Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LUCCIOLA LEDHQ HEINE MINI-C D008.73.109 Lucciola diagnostica tascabile compatta e resistente. 20.000 accensioni garantite. Batterie AAA sostituibili (includere). Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755198535

CODICE GEF

25630



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697