



Lucciola Argenta - Metallo

Codice GEF (SKU) **25632**

EAN / GTIN **8023279256321**

Lucce professional, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il mode

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lucce professional, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornita con 2 batterie AAA 1,5 V. Lucciola Argenta Luce: lampadina Intensità luce: 4,5 lux Materiale: metallo Fornita con le batterie: 2 x AAA Colore: nero Sistema di accensione: CLIP taschino Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279256321

CODICE GEF

25632



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697