

# LUCCIOLA ARGENTA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **25633**EAN / GTIN **8023279256338**Confezione **1**

Lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornite con 2 batterie AAA 1,5 V. Lucciola Argenta Luce: lampadina Intensità luce: 4,5 lux Materiale: metallo Fornita con le batterie: 2 x AAA Colore: argento Sistema di accensione: CLIP taschino Made in Germany.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**8023279256338**

CODICE GEF

**25633**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697