



## MASKOP con visiera avvolgente elastici

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25636

EAN / GTIN 8030413033434

Confezione 1

MASK-OP® CON VISORE AVVOLGENTE - elastici - verde Mascherina chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi e antiappannante, con visore antistatico. - 4 strati: tre in tessuto non tessuto anallergico e uno in polietilene a rete - comodo nasello modellabile - efficienza di filtrazione (B.F.E.) =99%, secondo EN 14683:2019+AC:2019 - resistenza a flusso respiratorio <49,0 Pa/cm2, secondo EN 14683:2019+AC:2019 - non contiene fibre di vetro né lattice - non sterile - resistenza a spruzzi di liquidi: resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019+AC:2019 - banda interna antiappannante in polietilene espanso - Carica microbica = 30 UFC/g, secondo EN 14683:2019+AC:2019 Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RU, Arabo. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020604

EAN / GTIN

8030413033434

CODICE GEF

25636



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697