



LUCCIOLA ARGENTA metallo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **25638**EAN / GTIN **8023279256383**Confezione **1**

Lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornite con 2 batterie AAA 1,5 V. Lucciola Argenta Luce: lampadina Intensità luce: 4,5 lux Materiale: metallo Fornita con le batterie: 2 x AAA Colore: verde Sistema di accensione: CLIP taschino Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279256383

CODICE GEF

25638

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697