



Caschetto Protector (3 Visiere Grandi + 1 Piccola)

Codice GEF (SKU) **25642**

EAN / GTIN **8023279256420**

CASCHETTO PROTECTOR - bianco Caschetto protettivo ultraleggero che unisce funzionalità e stile. Protezione: barriera protettiva in plastica impermeabile Comfort: veloce e facile da indossare e da togliere

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASCHETTO PROTECTOR - bianco Caschetto protettivo ultraleggero che unisce funzionalità e stile. Protezione: barriera protettiva in plastica impermeabile Comfort: veloce e facile da indossare e da togliere Praticità: visiera riutilizzabile e sostituibile Ottima qualità visiva. Un modello unico per tutti: si adatta a più del 90% degli operatori ed è utilizzabile anche sopra gli occhiali. Il condotto d'aria evita l'appannamento. Fornito con 3 visiere di ricambio trasparenti + una per la fronte. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, GR. Made in USA.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279256420

CODICE GEF

25642



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697