



Kit Visiere Protector (2 facciali+1 Frontale)

Codice GEF (SKU) 25643

EAN / GTIN 8023279256437

KIT VISIERE PROTECTOR Comprende 2 visiere di ricambio trasparenti + 1 per la fronte + 1 protezione in schiuma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT VISIERE PROTECTOR Comprende 2 visiere di ricambio trasparenti + 1 per la fronte + 1 protezione in schiuma.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279256437

CODICE GEF

25643



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697