



Kit Visiere + Montature

Codice GEF (SKU) **25646**

EAN / GTIN **8058774259256**

KIT OCCHIALI PROTETTIVI - antiappannanti Pratico kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 maschere antiappannanti adoperabili anche con occhiali da vista. Norme: EN 166, EN 167, EN 168. Sp

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT OCCHIALI PROTETTIVI - antiappannanti Pratico kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 maschere antiappannanti adoperabili anche con occhiali da vista. Norme: EN 166, EN 167, EN 168. Spessore 0,1 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8058774259256

CODICE GEF

25646



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697