



Visiere di Ricambio per Codice 25646

Codice GEF (SKU) 25647

EAN / GTIN 8033661824113

VISIERE DI RICAMBIO - conf. da 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

- VISIERE DI RICAMBIO - conf. da 20

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033661824113

CODICE GEF

25647



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697