



Maskella mascherina con elastici

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **25648**EAN / GTIN **8031413256489**Confezione **1**

MASKELLA® - mascherina chirurgica con elastici - azzurra - conf. da 900 (18 scatole da 50) 3 strati di tessuto non tessuto anallergico dimensioni 98x180 mm peso 2,8 g elastici o lacci resistenti molto lunghi comodo nasello modellabile efficienza di filtrazione B.F.E. =98% resistenza a flusso respiratorio < 28 Pa/cm2 Carica microbica = 30 UFC/g B.F.E., Carica microbica, resistenza a flusso respiratorio secondo EN 14683:2019+AC:2019, Regolamento (UE) 2017/745 non sterile, senza lattice Made in Italy. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
T020604EAN / GTIN
8031413256489CODICE GEF
25648

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697