



# MASKERITA maschera chirurgica

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25649

EAN / GTIN 8031413256496

Confezione 1

MASKELLA® - mascherina chirurgica con lacci - verde - conf. da 600 (12 scatole da 50) - 3 strati di tessuto non tessuto anallergico - dimensioni 92x180 mm - peso 3,3 g - elastici o lacci resistenti molto lunghi - comodo nasello modellabile - efficienza di filtrazione B.F.E. =98% - resistenza a flusso respiratorio < 28 Pa/cm2 - Carica microbica = 30 UFC/g - B.F.E., Carica microbica, resistenza a flusso respiratorio secondo EN 14683:2019+AC:2019, Regolamento (UE) 2017/745 - non sterile, senza lattice Made in Italy. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
T020604EAN / GTIN  
8031413256496CODICE GEF  
25649

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697