



MASKOP con maschera trasparente con lacci

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25654

EAN / GTIN 8031413256540

Confezione 1

MASK-OP® CON VISORE - lacci - azzurra Mascherina chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi e antiappannante, con visore antistatico.

- 4 strati: tre in tessuto non tessuto anallergico e uno in polietilene a rete - comodo nasello modellabile - efficienza di filtrazione (B.F.E.) =99%, secondo EN 14683:2019+AC:2019 - resistenza a flusso respiratorio <49,0 Pa/cm², secondo EN 14683:2019+AC:2019 - non contiene fibre di vetro né lattice - non sterile - resistenza a spruzzi di liquidi: resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019+AC:2019 - banda interna antiappannante in polietilene espanso - Carica microbica = 30 UFC/g, secondo EN 14683:2019+AC:2019

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RU, Arabo. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020604

EAN / GTIN

8031413256540

CODICE GEF

25654



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697