



Occhiali Polysafe Medical - Scatola Singola

Codice GEF (SKU) 25660

EAN / GTIN 7312550025505

OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - con scatola Sono una parte essenziale di qualsiasi programma di controllo delle malattie infettive per la protezione oculare. Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - con scatola Sono una parte essenziale di qualsiasi programma di controllo delle malattie infettive per la protezione oculare. Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica. Progettati con visiere sia nella parte superiore che lateralmente per proteggere gli occhi da ogni angolo. Si adattano a qualsiasi testa e presentano una chiarezza ottica superiore. Autoclavabili. Conformi EN 166:2001. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, BG, GR, Arabo. Protezione totale della zona orbitale superiore Possono essere indossati sopra normali occhiali da vista

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

7312550025505

CODICE GEF

25660



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697