



Guanti in Nitrile Veloforte Senza Polvere - Medi

Codice GEF (SKU) 25683

GUANTI IN NITRILE - SENZA POLVERE • Veloforte blu ghiaccio • Misura Medium - non sterili Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie in micro texture garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Cat III. Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,0.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI IN NITRILE - SENZA POLVERE
- Veloforte blu ghiaccio
- Misura Medium - non sterili Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie in micro texture garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Cat III. Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,0.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25683



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697