



Guanti Chirurgici Sterili - 8

Codice GEF (SKU) 25688

GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI • Prepolverizzati • Misura: 8

• Sterile La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 300 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat II. EN455-EN 374-AQL<1.5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI
- Prepolverizzati
- Misura: 8
- Sterile La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 300 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat II. EN455-EN 374-AQL<1.5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25688



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697