



Guanti Chirurgici Sterili - 6,5 Senza Polvere

Codice GEF (SKU) 25695

GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI • Senza polvere • Misura: 6,5 • Sterile La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 300 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat II. EN455-EN 374-AQL<1.5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI
- Senza polvere
- Misura: 6,5
- Sterile La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 300 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat II. EN455-EN 374-AQL<1.5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25695



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697