



## Guanti Chirurgici Sterili - 8,5 Senza Polvere

Codice GEF (SKU) 25699

GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI • Senza polvere • Misura: 8,5 • Sterile La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 300 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat II. EN455-EN 374-AQL<1.5

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI
- Senza polvere
- Misura: 8,5
- Sterile La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 300 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat II. EN455-EN 374-AQL<1.5

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
25699



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697