



# GUANTI SU CARTA STERILI in copolimeri sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 25709

EAN / GTIN 8016629007483

Confezione 1

GUANTI SU CARTA IN COPOLIMERI - Medi - Sterili - Conf. da 100: confezionati singolarmente Guanti da visita, elasticizzati, per ginecologia. DM classe 1. AQL<1,5 Sterilizzati per irraggiamento.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IS**CND  
**T010299**EAN / GTIN  
**8016629007483**CODICE GEF  
**25709**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697