



GUANTI SU CARTA STERILI in copolimeri large sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 25710

EAN / GTIN 8016629007476

Confezione 1

GUANTI SU CARTA IN COPOLIMERI - Grandi - Sterili - Conf. da 100: confezionati singolarmente Guanti da visita, elasticizzati, per ginecologia. DM classe 1. AQL<1,5 Sterilizzati per irraggiamento.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
T010299EAN / GTIN
8016629007476CODICE GEF
25710

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697