



Guanti Lattice - Senza Polvere - Piccoli

Codice GEF (SKU) 25711

GUANTI IN LATTICE - ambidestri - orlati - Senza polvere, ideali per pelle sensibile - Misura piccola - NON sterili Guanti in puro lattice non sterili. Garantiscono sensibilità e resistenza, ottima presa e protezione. Adatto all'uso in ospedale, in ambulatorio e anche in laboratorio. Confezionati in dispenser da 100 pezzi. Dispositivo medico Classe I DPI cat II EN455-EN374-AQL<1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI IN LATTICE - ambidestri - orlati
- Senza polvere, ideali per pelle sensibile
- Misura piccola
- NON sterili
- Guanti in puro lattice non sterili.
- Garantiscono sensibilità e resistenza, ottima presa e protezione.
- Adatto all'uso in ospedale, in ambulatorio e anche in laboratorio.
- Confezionati in dispenser da 100 pezzi.
- Dispositivo medico
- Classe I
- DPI cat II
- EN455-EN374-AQL<1,5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25711



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697