



GUANTI SU CARTA in copolimeri non sterile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25714

EAN / GTIN 8016629002051

Confezione 1

GUANTI SU CARTA IN COPOLIMERI - Medi - NON Sterili - Conf. da 1000 (10 conf. da 100) Guanti da visita, elasticizzati, per ginecologia. DM classe 1. AQL<1,5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T01020202

EAN / GTIN

8016629002051

CODICE GEF

25714



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697