



Spazzole Perfection Nylon

Codice GEF (SKU) **25715**

EAN / GTIN **8023279257151**

Confezione **1**

SPAZZOLE PERFECTION Spazzole in nylon per pulizia pre e post operatoria, sterilizzabili in autoclave a 100°C per non più di 5 minuti e inseribili nei vari modelli di distributori di spazzole, in ospedale. Resistenti e affidabili. Maniglia in PP Dimensioni: 109x41x34 mm. Confezionate in scatole da 12.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279257151

CODICE GEF

25715



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697