



Guanti in Vinile Senza Polvere Elasticizzati - Piccoli

Codice GEF (SKU) 25716

GUANTI IN VINILE - SENZA POLVERE - Elasticizzati per una maggiore sensibilità e un'ottima presa - Misura piccola - NON sterili Guanti in PVC, privi di lattice. Perfetti per l'uso quotidiano, assicurano protezione e sensibilità. Senza polvere, ideali per le pelli sensibili. Ideali per medicazioni ospedaliere e laboratori. Confezione in dispenser da 100 pz. MD Classe I. DPI cat III. EN455-EN374-AQL<1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI IN VINILE - SENZA POLVERE
- Elasticizzati per una maggiore sensibilità e un'ottima presa
- Misura piccola
- NON sterili
- Guanti in PVC, privi di lattice.
- Perfetti per l'uso quotidiano, assicurano protezione e sensibilità.
- Senza polvere, ideali per le pelli sensibili.
- Ideali per medicazioni ospedaliere e laboratori.
- Confezione in dispenser da 100 pz.
- MD Classe I.
- DPI cat III.
- EN455-EN374-AQL<1,5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25716



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697