



# LACCIO EMOSTATICO velcro

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25721

EAN / GTIN 8023279257212

Confezione 10

LACCI EMOSTATICI • Modello: Laccio emostatico • Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene • Colore: giallo • Lunghezza: 40 cm • Larghezza: 2,5 cm • Sistema di bloccaggio: velcro Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico. Velcro: per una facile chiusura Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279257212

CODICE GEF

25721



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697