



# LACCIO EMOSTATICO JETPULL 2° con fermo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **25722**EAN / GTIN **8023279257229**Confezione **1**

LACCI EMOSTATICI JETPULL 2 CON RILASCIO GRADUALE · JETPULL 2 · Materiale: Poliestere/gomma · Colore: blu · Lunghezza: 56 cm · Larghezza: 2,4 cm · Sistema di bloccaggio: sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale · Origine: Germania Facile da usare, manovrabilità con una sola mano. Il sofisticato sistema a due bottoni consente un'apertura facile del sistema di chiusura con due opzioni: a rilascio istantaneo o graduale, anche sotto tensione. Il sistema di chiusura è realizzato in plastica medica di alta qualità (senza PVC). Nastro speciale che evita irritazioni alla pelle. Lavabile a 60/90°C e autoclavabile.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V9003**

EAN / GTIN

**8023279257229**

CODICE GEF

**25722**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697