



LACCIO EMOSTATICO JETPULL 2°

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25723

EAN / GTIN 8023279257236

Confezione 1

LACCI EMOSTATICI JETPULL 2 CON RILASCIO GRADUALE ·
JETPULL 2 - latex free · Materiale: Poliestere/elastan · Colore: verde ·
Lunghezza: 56 cm · Larghezza: 2,4 cm · Sistema di bloccaggio: sistema
doppio: rilascio istantaneo e graduale · Origine: Germania Facile da
usare, manovrabilità con una sola mano. Il sofisticato sistema a due
bottoni consente un'apertura facile del sistema di chiusura con due
opzioni: a rilascio istantaneo o graduale, anche sotto tensione. Il
sistema di chiusura è realizzato in plastica medica di alta qualità (senza
PVC). Nastro speciale che evita irritazioni alla pelle. Lavabile a 60/90°C
e autoclavabile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279257236

CODICE GEF

25723



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697