



LACCIO EMOSTATICO STRIP velcro

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25725

EAN / GTIN 8023279257250

Confezione 1

LACCI EMOSTATICI • Modello: Laccio emostatico STRIP-VELCRO • Materiale: velcro • Colore: verde • Lunghezza: 45 cm • Larghezza: 2,5 cm • Sistema di blocco: Velcro + anello: uso con una sola mano Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico. Velcro con fibbia a "D": laccio emostatico in nylon applicabile con una sola mano, anche dallo stesso paziente, tramite fibbia a "D" in plastica Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279257250

CODICE GEF

25725



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697