



# LACCIO EMOSTATICO FAST LATEX FREE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25726

EAN / GTIN 8023279257267

Confezione 1

LACCI EMOSTATICI • Modello: Laccio emostatico FAST - latex free •  
Materiale: Laccio spandex, rivestim. terilene • Colore: blu • Lunghezza:  
40,5 cm • Larghezza: 3 cm • Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio  
istantaneo Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico. Sistema di  
bloccaggio con rilascio istantaneo Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE,  
ES, PT, GR, Arabo.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279257267

CODICE GEF

25726



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697