

LACCIO EMOSTATICO FAST

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 25727

EAN / GTIN 8023279257274

Confezione 1

LACCI EMOSTATICI • Modello: Laccio emostatico FAST • Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene • Colore: rosso • Lunghezza: 40,5 cm • Larghezza: 3 cm • Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo
Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico. Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
25727	25727	8023279257274	1
25728	25728	8023279257281	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279257274

CODICE GEF

25727



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697