



LACCIO EMOSTATICO TUBOLARE in lattice

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25733

EAN / GTIN 8023599002042

Confezione 1

LACCI EMOSTATICI • Modello: Laccio Tubolare • Materiale: lattice •
Colore: giallo • Lunghezza: 33 cm • Sistema di bloccaggio: manuale
Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico. Lattice: per uso
manuale, Ø 5 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023599002042

CODICE GEF

25733



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697