



MINI PORTAFIALE ZIP

Codice GEF (SKU) 25745

EAN / GTIN 8023279257458

Confezione 6

Portafiale mini con chiusura a zip. • Materiale: poliestere 600D (esterno)
• Dimensioni: 18 x 14 x h 2 cm • Colore: Nero • Per 6 fiale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279257458

CODICE GEF

25745



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697