



LACCIO EMOSTATICO QUICK

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 25748

EAN / GTIN 8023279257489

Confezione 1

Laccio emostatico Quick Materiale: Spandex/Elastan Colore: Blu
Lunghezza cm: 45 Larghezza cm: 2.5 Sistema di bloccaggio: Uso con una mano - rilascio istantaneo Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, PL, SE, CZ, HU, GR, RO, HR

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
25748	25748	8023279257489	1
25749	25749	8023279257496	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279257489

CODICE GEF

25748



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697