



Contenitore Rifiuti Taglienti Dispo 0,5 Litri

Codice GEF (SKU) 25781

EAN / GTIN 8013183111786

Confezione 1

CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI DISPO 0,5 l - 8,3x h 15,1 cm
Contenitore monouso di forma conica, resistente alle perforazioni, per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza. Chiusura provvisoria e definitiva con ampia apertura per lo smaltimento di rifiuti voluminosi, tre tacche per la rimozione di aghi e penne da insulina.

CARATTERISTICHE: Formato tascabile

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8013183111786

CODICE GEF

25781



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697