



## Contenitore Rifiuti Taglienti Magnum 6,3 Litri

Codice GEF (SKU) **25797**

EAN / GTIN **8013183134167**

Confezione **1**

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIANTI LUNGI • Magnum L 6.3 I - 17.2x12xh 61.7 cm Contenitori monouso per eliminare oggetti lunghi fino a 72 cm, come pinze per biopsia e lame. Grande apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti, chiusura provvisoria e definitiva, impugnatura ergonomica. Autoclavabili a 134°C per 18'. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8013183134167**

CODICE GEF

**25797**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697